

如何進行

# Intrivo On/Go COVID-19 抗原自我檢測

**第一步.** 在檢測站獲取檢測。

**第二步.** 閱讀與檢測相關的所有指引。

**第三步.** 在檢測站以外地點進行檢測，等待10-15分鐘，獲得結果。

**第四步.** 前往[healthvermont.gov/reportresults](https://healthvermont.gov/reportresults)報告結果，並完成簡短表格。

您提供的結果將會保密。



**第五步.** 若需要出示檢測結果證明，請下載On/Go應用程式。匯報您的檢測結果非常重要。



欲參考檢測指引的翻譯本和教學影片，請瀏覽  
[www.healthvermont.gov/covid-19/testing](https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing)

# 常見問題

## **Intrivo On/Go COVID-19 抗原自我檢測是甚麼？**

Intrivo On/Go COVID-19 抗原自我檢測是一種橫向流動免疫檢測方法，旨在定性檢測來自 SARS-CoV-2 的核衣殼蛋白抗原，檢測對象為有／無癥狀或有其他流行病學原因懷疑 COVID-19 感染的個人，在三天內進行兩次檢測，每次檢測間隔至少 36 小時。該檢測無需處方可在家使用，檢測者可自行收集直接前鼻拭子樣本(14 歲或以上)，或由成人為小孩收集前鼻拭子樣本(2 歲或以上)。

**與分子檢測相比，COVID-19 抗原自檢有甚麼分別？** 抗原檢測對病毒的特異性非常高，但不如分子檢測那麼敏感。這意味着陽性結果往往是準確的，但陰性結果並不能排除感染。

**我的檢測何時會過期？** 現時，檢測的過期日為盒上引有月份的最後一天(若印有 2022 年 1 月，過期日為 2022 年 1 月 31 日)。然而，就 On/Go 等緊急使用授權(EUA)的醫療產品，FDA 經詳細研究後，會持續授予期限延期。欲了解更多詳細資訊並查看完整的延期列表，請瀏覽此網站：[www.letsongo.com/product-updates](http://www.letsongo.com/product-updates)

**為什麼檢測包裡有兩個檢測？** 根據 On/Go，當人們在三天內進行兩次自我檢測時，可以在非處方或自用的情況下進行檢測，每次檢測須相隔 24 小時(但不多於 48 小時)。檢測包中的兩項檢測可供個人根據推薦方式使用。

**如果我的檢測結果呈陽性怎麼辦？** 如果您的檢測呈陽性，請務必通過這張卡片另一邊的鏈接報告您的結果。欲取得更多指引，請瀏覽 [healthvermont.gov/covid19positive](http://healthvermont.gov/covid19positive)



欲了解更多有關 Intrivo On/Go COVID-19 抗原自我檢測的資訊，請瀏覽 [www.letsongo.com/faq](http://www.letsongo.com/faq)